

FABRICATION, CONDITIONNEMENT ET
STERILISATION MEDICALE

CHAMP OPERATOIRE

Flat drape

Mode de stérilisation : Oxyde Ethylène




Référence	Dimensions (cm)
SCL- SG 0101	45X65
SCL- SG 0102	45X75
SCL- SG 0103	60X60
SCL- SG 0104	75X75
SCL- SG 0105	75X90
SCL- SG 0106	90X100
SCL- SG 0107	100X100
SCL- SG 0108	95X120
SCL- SG 0109	90X150
SCL- SG 0110	75X180
SCL- SG 0111	150X150
SCL- SG 0112	160X180
SCL- SG 0113	150X200
SCL- SG 0114	160X240
SCL- SG 0115	140X280
SCL- SG 0116	180X240

FABRICATION, CONDITIONNEMENT ET
STERILISATION MEDICALE

CHAMP OPERATOIRE Avec adhésif

Flat drape with adhesive

Mode de stérilisation : Oxyde Ethylène




référence	dimension (cm)	adhésif (cm)
SCL-AD01	75 X 100	100 X 25
SCL-AD02	100 X 120	120 X 25
SCL-AD03	180 X 180	180 X 25
SCL-AD04	150 X 250	250 X 25

CHAMP OPERATOIRE Perforé

Fenestrated flat drape

Mode de stérilisation : Oxyde Ethylène



référence	dimension (cm)	Fenêtre (cm)
SCL-0201	60 X 60	10 X 10
SCL-0202	80 X 80	17 X 06
SCL-0203	110 X 152	10 X 15
SCL-0204	124 X 180	10 X 15
SCL-0205	45 X 75	07 X 10